



ABP - Analysewaagen

Premium Analysenwaage mit der neuesten Single-Cell Generation für extrem schnelle und stabile Wäegergebnisse



Option: Der interne Windschutz minimiert die Einwirkung von Luftströmen im Wägeraum und verbessert so deutlich die Einschwingzeit und Wiederholbarkeit, siehe *Internet*



Option: Extrem schneller Ionisationsvorgang, dank der neuesten Generation der KERN-Ionisationstechnologie zum Neutralisieren elektrostatischer Aufladung, siehe *Internet*



GLP/ISO-Protokollierung: professionelles und ausführliches GLP-Protokoll, damit ist die Waage vollständig konform zu den entsprechenden Normanforderungen gemäß ISO, GLP und GMP

BATSCH WAAGEN & EDV GmbH


Kontakt: Sabine Willimaier, Medizinalwaagen und Präzisionswaagen

A-3382 Loosdorf, Wachaustr. 61, T: +43 (0) 27 54 / 70 00-51, E: s.willimaier@batsch.at, www.batsch.at

Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2015, Kooperationspartner der ermächtigten Eichstelle bvfs und eine Außenstelle des Kalibrierdienst ÖKD 18.

- Menüsprache DE, EN
- Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage
- Serienmäßig bei Modellen mit [d] 0,01 mg: Multifunktionswägeplatte im Lieferumfang enthalten, minimiert die Einwirkung von Luftströmen im Wägeraum und verbessert so deutlich die Einschwingzeit und Wiederholbarkeit. Darüber hinaus lassen sich überstehende Proben, Probenpapier, PCR-Gefäße, Mikrozentrifugenröhrchen u. v. m. bequem fixieren und problemlos wiegen
- ABP 200-5M: Erlenmeyer-Kolben-Halter im Lieferumfang enthalten
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

- Stabiles Temperatur-Verhalten
- Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 2 s (Modelle mit $[d] = 0,1 \text{ mg}$), ca. 8 s (Modelle mit $[d] = 0,01 \mid 0,1 \text{ mg}$) unter Laborbedingungen
- Hohe mechanische Robustheit
- Hohe Eckenlastsicherheit



Wir sind zertifiziert nach ISO 9001:2015. Kooperationspartner der ermächtigten Eichstelle byfs und eine Außenstelle des Kalibrierdienst ÖKD 18.